

# 3-5ppm含氯漂白水之消毒液泡製步驟

## 步驟一

先調配  
0.057%的  
稀釋漂白水

市售漂白水

20cc

免洗湯匙1湯匙

+

清水

1.5公升

大寶特瓶1罐



## 步驟二

將步驟一  
產出的漂  
白水再稀  
釋一次

0.057%的  
稀釋漂白水

20cc

免洗湯匙1湯匙

+

3公升

大寶特瓶2罐



3-5ppm的稀釋漂白水(可洗手)